



SmartCase SC1230 / SC1240





Inhaltsübersicht

WAS IST EIN SMARTCASE?	3
ZU IHRER SICHERHEIT.....	3
KONGRESSE	3
GARANTIE	4
PRODUKTÜBERSICHT.....	5
EINRICHTUNG.....	6
WICHTIG.....	6
AUFHÄNGUNG AUF STEIN ODER BETON.....	6
NETZGERÄT UND KABEL	6
WARNUNG.....	7
AUFHÄNGUNG AUF HOLZ	7
VERWENDEN SIE	7
WICHTIG.....	7
WARTUNG UND FEHLERSUCHE	8
WARTUNG	8
TEMPERATUR.....	8
CODE ANPASSEN (SC1240).....	9
FEHLERSUCHE	10
GLOSSAR	11
ANHANG A: TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	12



Was ist ein SmartCase?

Der AED (Automatischer Externer Defibrillator) ist ein wichtiges medizinisches Gerät zur Unterstützung bei Herzversagen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der AED geschützt, gesichert und rund um die Uhr für die sofortige Unterstützung im Notfall verfügbar ist. Ihr SmartCase-Schrank bietet optimalen Schutz und stellt sicher, dass der AED Tag und Nacht verfügbar ist.


Das SmartCase-Gehäuse für den Außenbereich wurde entwickelt, um den AED vor extremen Wetterbedingungen zu schützen. Das Gehäuse ist wasser-, staub- und vandalismusbeständig und kombiniert ein bewährtes Konzept mit maximaler Leistung. Das Edelstahlgehäuse in Kombination mit einem Polycarbonatfenster bietet den ultimativen Schutz vor Korrosion und Stößen und ermöglicht eine klare Sicht auf den AED. Um eine Temperatur über 0°C zu gewährleisten, ist der SmartCase-Außenschrank mit einem Temperatursensor und einem elektrischen Heizelement ausgestattet. Das Gehäuse ist vollständig isoliert, um beim Aufheizen Energie zu sparen. Außerdem wird der AED durch eine aktive Belüftung vor Überhitzung geschützt.

Zu Ihrer Sicherheit

Konventionen Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch. Installateure und Betreiber sollten die Sicherheitshinweise lesen, bevor sie den SmartCase AED-Schrank in Betrieb nehmen. Die Nichteinhaltung der Anweisungen in diesem Dokument kann gefährlich oder illegal sein. Befolgen Sie alle empfohlenen Wartungsanweisungen. Wenn ein Problem auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler.


		Symbol
Warnung:	Das Warnsymbol macht Sie auf Situationen oder Handlungen aufmerksam, die eine Gefahr darstellen können	 WARNUNG

GT MEDICARE behält sich das Recht vor, dieses Dokument und alle damit verbundenen Produkte in diesem Handbuch ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu verbessern. Der Inhalt dieses Dokuments wird ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt.



Garantie

1. GT MEDICARE bürgt für die Qualität der von ihr nach bestem Wissen und Gewissen erbrachten Leistungen sowie für die Solidität und gute Qualität der von ihr gelieferten Produkte. Die Garantie geht nicht über die im Folgenden genannten Bestimmungen hinaus.
2. Sollten die Mängel durch den Käufer verursacht worden sein, gehen alle Reparatur- und Versandkosten zu Lasten des Käufers.
3. Der Käufer kann sich nicht auf die Garantiebestimmungen berufen:
 - A: Wenn der Käufer die Produkte vernachlässigt hat.
 - B: Wenn der Käufer Änderungen an den Produkten vorgenommen hat oder hat vornehmen lassen, einschließlich Reparaturen, die nicht von oder im Auftrag von GT MEDICARE durchgeführt wurden.
 - C: Bei unsachgemäßem oder fahrlässigem Gebrauch, falschem Anschluss, falscher Netzspannung, Blitzschlag, Schäden durch Feuchtigkeit oder andere externe Produkte oder Katastrophen.
 - D: Wenn das Gerät nicht in der üblichen Weise oder wie im Benutzerhandbuch beschrieben gewartet wurde.
 - E: Wenn das Gerät mit ungeeignetem Zubehör verwendet wird.
 - F: Wenn der Käufer die Produkte in irgendeiner anderen Weise nachlässig behandelt hat.
4. GT MEDICARE garantiert, dass die Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung keine schwerwiegenden Mängel aufweisen.
5. Der Wiederverkäufer ist verpflichtet, GT MEDICARE innerhalb von 10 Werktagen nach Erhalt der Produkte beim Wiederverkäufer schriftlich über Mängel, Schäden oder Nichtkonformität der Produkte zu informieren, die bei einer Inspektion der Produkte festgestellt werden können. Der Wiederverkäufer ist verpflichtet, GT MEDICARE alle anderen Beanstandungen innerhalb von 1 Jahr nach dem Lieferdatum schriftlich mitzuteilen. Der Wiederverkäufer ist verpflichtet, GT MEDICARE auf Verlangen und auf Kosten von GT MEDICARE alle Produkte, die nach Ansicht des Wiederverkäufers nicht den Anforderungen entsprechen oder beschädigt sind, unverzüglich zur Überprüfung durch GT MEDICARE zurückzusenden. GT MEDICARE akzeptiert keine Reklamationen, die nicht in Übereinstimmung mit den in diesem Absatz genannten Anforderungen und innerhalb der dort genannten Fristen eingereicht werden. Falls GT MEDICARE für die Nichtkonformität oder Beschädigung des Produkts verantwortlich ist, repariert GT MEDICARE nach eigenem Ermessen die Produkte, ersetzt sie durch neue Produkte oder erstattet dem Wiederverkäufer den Kaufpreis für die Produkte. GT MEDICARE hat gegenüber dem Wiederverkäufer keine anderen Verpflichtungen oder Haftungen in Bezug auf nicht konforme oder beschädigte Produkte als die im vorstehenden Satz genannten.
6. Die Dauer der Garantie auf die GT MEDICARE Geräte beträgt 24 Monate auf alle mechanischen Teile und die Elektronik der Produkte, wobei Kratzer und Beschädigungen von dieser Bestimmung ausgenommen sind. Die Garantiezeit beginnt mit dem Zeitpunkt der Lieferung. Der Hersteller ist nur verpflichtet, die Verpflichtungen zu erfüllen, die sich aus diesen Garantiebestimmungen ergeben. Der Produzent haftet nicht für indirekte Schäden oder Folgeschäden. In allen Fällen ist die Haftung des Herstellers auf den Verkaufspreis der verkauften Produkte beschränkt.
7. Wenn ein Anspruch auf eine Änderung oder unsachgemäße Verwendung des im Vertrag beschriebenen Produkts zurückzuführen ist, ist die Garantieregelung unter keinen Umständen gültig.
8. Jede Warensendung wird sofort nach Erhalt beim Empfänger geprüft. Der Kunde muss GT MEDICARE innerhalb von zehn (10) Tagen nach Erhalt der Lieferung schriftlich über etwaige Mängel der Lieferung informieren. Werden diese Mängel nicht innerhalb einer Frist von zehn (10) Tagen schriftlich gerügt,



so wird zwischen den Parteien davon ausgegangen, dass die Lieferung vollständig war. Bei versteckten Mängeln, die vom Kunden nachzuweisen sind, ist eine Reklamation nur innerhalb der Gewährleistungsfrist möglich. Wird eine Reklamation von GT MEDICARE für begründet befunden, ist GT MEDICARE ausschließlich verpflichtet, die mangelhafte Ware zu ersetzen oder zu reparieren, ohne dass der Kunde darüber hinaus ein Recht auf irgendeine Entschädigung geltend machen kann. Die Einreichung einer Reklamation entbindet den Kunden niemals von seinen Zahlungsverpflichtungen.

Produktübersicht

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses SmartCase entschieden haben.

Der SmartCase enthält die folgenden Komponenten:

SmartCase SC1230 und SC 1240

- SmartCase AED-Schrank (isoliert)
- 24V Adapter
- Netzkabel 3m (vorinstalliert)
- Kurzanleitung zur Installation
- Elektrisches Heizelement & AED-Halter
- Ventilator für aktive Belüftung
- LED-Beleuchtung (rot und blau)
- Alarm, >95dB
- Installationsmaterial

Installationsmaterial:



Unterlegscheiben (4x)

M8-Muttern (4x)

Nylon-Abstandshalter (4x)

Wanddübel (4x)


Stockschraube (4x)

SmartCase SC1240

- Schlüssel

Der SC 1240 ist mit einem mechanischen Codeschloss ausgestattet. Für diesen Typ wird ein zusätzlicher Ersatzschlüssel mitgeliefert.





Einrichtung

Wichtig Das mitgelieferte Montagematerial ist nur für die Aufhängung auf einer ebenen Fläche aus Holz, (Ziegel-)Stein oder Beton vorgesehen. Die Paneele sollten eine Mindestdicke von 3 mm haben. Verwenden Sie immer die mitgelieferten Abstandshalter. Wir empfehlen, den Schrank im Schatten aufzuhängen, um hohe Temperaturen im Inneren des Schrankes zu vermeiden.

Aufhängung auf Stein oder Beton Bohren Sie 4 Löcher im Abstand von 240 mm. Bohren Sie die 10-mm-Löcher mit einer Mindestdiefe von 60 mm, um eine ausreichende Tiefe für die Dübel zu gewährleisten. Wir empfehlen, die oberen Löcher in einer Höhe zwischen 1,5 und 1,6 m über dem Boden zu bohren. Die Löcher sollten immer in der Mitte des (Ziegel-)Steins gebohrt werden. Schrauben Sie die M8-Stiftschrauben in die Dübel, bis sie 20 mm aus der Wand herausragen, und schieben Sie die Nylon-Abstandshalter über die Stiftschrauben. Stecken Sie nun das Stromkabel ein, bevor Sie den Schrank an die Wand hängen.




1: Einsetzen der Dübel und




2: Platzieren Sie die Abstandshalter

Stromversorgung und Kabel GT MEDICARE empfiehlt, ein 12-mm-Loch zu bohren, durch das das Stromkabel durch die Wand verlegt werden kann. Dieses kann dann an den 24V-Adapter angeschlossen werden, der im Inneren des Hauses oder Gebäudes platziert werden sollte. Es ist wichtig, das Stromkabel durch die Wand zu führen, bevor der Schrank an die Wand gehängt wird. Das Stromkabel ist bereits an der Innenseite des SmartCase angebracht (vorinstalliert). Führen Sie das Kabel von außen nach innen und ziehen Sie es dann von innen weiter nach innen. Das SmartCase ist nun bereit, an die Wand gehängt zu werden. Nachdem Sie die Stockschrauben angebracht haben, können Sie die Unterlegscheiben und Muttern anbringen, um das Gehäuse zu sichern (auf der Innenseite des Gehäuses).



Letzter Schritt: Anbringen von Unterlegscheiben und M8-Muttern auf der Innenseite





Warnung Wenn die Wand schwach ist, empfehlen wir die Verwendung von Fischer VS 100P. Nachdem die Flüssigkeit in die Löcher eingespritzt wurde, sollten Sie nur noch die Stockschrauben einsetzen. Die Dübel dürfen in diesem Fall nicht wiederverwendet werden. Lesen Sie die Anweisungen auf dem Fischer-Etikett sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass die Löcher nach dem Bohren völlig sauber sind.

Aufhängung an Holz Bohren Sie kleine Löcher von ca. 4mm Durchmesser in das Holz und schrauben Sie die Gewinde fest in das Holz und befestigen Sie das SmartCase wie oben beschrieben. Wir empfehlen, die oberen Löcher in einer Höhe zwischen 1,5 m und 1,6 m über dem Boden zu bohren.

Verwenden Sie

SC1230 (ohne Schloss): Um den Schrank zu schließen, schließen Sie die Tür und drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn (90 Grad). Um den Schrank zu öffnen, drehen Sie den Knopf in die entgegengesetzte Richtung (90 Grad im Uhrzeigersinn) und ziehen Sie die Tür zu sich heran.


SC1240 (Codeschloss): Geben Sie den programmierten Code ein (Standardcode = 333), indem Sie die Zahlenräder drehen und das gesamte Schloss im Uhrzeigersinn drehen. Falls Sie den Code verloren haben, können Sie den Schlüssel verwenden, um den Code wiederherzustellen und dann den Schrank zu öffnen: siehe Abschnitt **Code einstellen**.

Code ändern: siehe Abschnitt "Code anpassen".

Wichtig Es ist zwingend erforderlich, den Code und den Schlüssel für den Fall eines Notrufs jederzeit verfügbar zu haben (gilt für SC1240). Aufgrund eines defekten oder falsch programmierten Codes öffnet sich das Schloss möglicherweise nicht, wenn der Code verwendet wird. In diesem Fall ist es notwendig, eine Alternative zu haben, um den Schrank zu öffnen (Schlüssel). Darüber hinaus ist es wichtig, die oben genannten Verfahren vor der Aufbewahrung des AED zu üben und diese regelmäßig zu wiederholen, nachdem der AED installiert wurde. Mit dem Schlüssel kann der programmierte Code wiederhergestellt werden (der Schlüssel kann nicht zum direkten Öffnen des Schanks verwendet werden): siehe Abschnitt "Code anpassen".



WARNUNG



Wartung und Fehlersuche

Wartung Es ist wichtig, das SmartCase (gilt nur für den SC1240) monatlich zu öffnen und zu schließen, um zu überprüfen, ob das Verschlusssystem noch korrekt funktioniert. Dabei sollte auch der Status des AED sorgfältig überprüft werden (siehe hierzu das AED-Handbuch).

Es ist auch wichtig, den Gesamtzustand des Schrankes auf Schäden zu überprüfen, die seine Funktion beeinträchtigen könnten.



Wenn ein Schaden festgestellt wird, wenden Sie sich an Ihren SmartCase-Händler. Je nach Schaden kann es ratsam sein, den AED aus dem Koffer zu nehmen und den Benutzer über den Status (nicht einsatzfähig) zu informieren.


Temperatur Wenn Sie Zweifel an der Funktion des elektrischen Heizelements haben (und die Außentemperatur niedriger als 0°C / 32°F ist), entfernen Sie den AED und wenden Sie sich an Ihren SmartCase-Händler. Der SC1230/1240 ist mit einer aktiven Belüftung ausgestattet. Bei 30°C schaltet sich der Lüfter ein, um warme Luft an der Oberseite auszublasen und kühle Luft an der Unterseite des Gehäuses anzusaugen. Dennoch empfehlen wir, das Gehäuse in den Schatten zu stellen, um hohe Temperaturen (über 50°C) zu vermeiden.

Code anpassen (SC1240)


Sicherheitshinweise

1. Bei der Auslieferung war der Code des Zahlenschlosses werkseitig auf 333 eingestellt.
2. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den Code sofort in Ihren persönlichen Code ändern.
3. **Lassen Sie die Zahlenräder niemals auf Ihrem persönlichen Code.**
4. Zum Öffnen und Schließen des Schlosses muss der persönliche Code eingegeben werden.
5. Wenn der Code verloren geht, kann das Schloss mit dem Serviceschlüssel geöffnet werden. Wenden Sie sich an den Administrator, um das Schloss zu öffnen und den Code zu ändern.

Eröffnung




1. Geben Sie bei der Inbetriebnahme zunächst den Werkcode ein: 333. Oder verwenden Sie Ihren eigenen persönlichen Code (siehe Punkt "Code anpassen")




2. Drehen Sie das Schloss auf (Schloss wird geöffnet)

Code ändern




1. Stecken Sie in geöffneter Stellung und mit eingegebenem Code einen kleinen Stift (z. B. eine Büroklammer) in die Code-Einstellöffnung an der Seite des Schlosses. Drücken Sie den Stift ganz hinein und halten Sie den Druck aufrecht.




2. Eingabe eines neuen persönlichen Codes
3. Entfernen Sie den Pin (der persönliche Code wurde geändert)

Code wiederherstellen



1. Stecken Sie den Serviceschlüssel in den Schließzylinder. Den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen




2. Drehen Sie die Coderäder nach oben, bis sie einrasten (Code ist gefunden)
3. Drehen Sie den Schlüssel zurück und ziehen Sie ihn ab.

Überprüfen Sie den angepassten Code immer, indem Sie den SmartCase mit dem neuen Code öffnen.




WARNUNG



Fehlersuche

Symptom	Aktion
<p>Die LED-Beleuchtung funktioniert nicht oder der Alarm funktioniert nicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfen Sie das Netzteil und den Adapter: Die LED am Adapter sollte durchgehend leuchten (eine blinkende oder nicht leuchtende LED weist auf eine Fehlfunktion hin). - Vergewissern Sie sich, dass alle Stecker richtig angeschlossen sind. (einschließlich der Anschlüsse im Inneren des Gehäuses) <p>Wenn der Schrank weiterhin nicht funktioniert, nehmen Sie ihn außer Betrieb und wenden Sie sich an Ihren SmartCase-Händler.</p>
<p>Die Temperatur (Heizung) im Schrank funktioniert nicht richtig</p>	<p>Die Temperatur wird durch Temperatursensoren im Inneren des Schrankes kontrolliert. Die Heizung schaltet sich ein, wenn die Außentemperatur unter 10-15°C liegt, und schaltet sich aus, wenn die Innentemperatur des Schrankes 20-25°C erreicht. Hinweis: Damit die Heizung richtig funktioniert, muss die Schranktür geschlossen sein.</p> <p>Wenn der Verdacht besteht, dass das Heizgerät nicht funktioniert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffnen Sie die Tür. Der Alarm sollte ausgelöst werden. Wenn der Alarm nicht funktioniert, befolgen Sie die Schritte: "LED-Beleuchtung funktioniert nicht oder Alarm funktioniert nicht". - Überprüfen Sie die Funktion der Heizung im Schrank, indem Sie die Schublade, auf der der AED steht, berühren (die Außentemperatur sollte < 0 °C sein). Die Schublade sollte sich wärmer anfühlen als die Außentemperatur. Ist dies nicht der Fall: Nehmen Sie den Koffer außer Betrieb, entfernen Sie den AED und wenden Sie sich an den Smart Case-Händler. <p>Die Heizung ist ständig eingeschaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - den AED entfernen. - Prüfen Sie, ob die Schranktür richtig geschlossen ist. Wenn die Tür offen ist, schließen Sie sie. Warten Sie 5 Minuten und prüfen Sie, ob die Heizung ausgeschaltet ist. - Wenn das Gerät weiterhin ausfällt, entfernen Sie den AED, nehmen Sie ihn außer Betrieb, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den SmartCase-Händler.
<p>Das Schloss lässt sich nicht öffnen, wenn der programmierte Code verwendet wird</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Programmieren Sie den Code gemäß dieser Anleitung neu - Versuchen Sie, den Schrank mit dem neuen Code zu schließen und zu öffnen <p>Wenn das Schloss immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihren SmartCase-Händler.</p>



Schrank lässt sich nicht richtig schließen

- Prüfen Sie, ob die Tür durch etwas blockiert wird.
- Prüfen Sie, ob das Schloss oder die Tür im Bereich des Schlossmechanismus verformt ist.

Wenn der Schrank nicht repariert werden kann, nehmen Sie ihn außer Betrieb und wenden Sie sich an Ihren SmartCase-Händler.

Glossar

AED

Der AED (Automatischer Externer Defibrillator) ist ein wichtiges Gerät für die Erstversorgung im Falle eines Herzversagens. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der AED geschützt, gesichert und rund um die Uhr für die sofortige Unterstützung im Notfall verfügbar ist.

Bediener/Benutzer

Die für den Schrank und den AED verantwortliche Person. Seine/ihre Aufgabe ist es, den Status des AED und der Kammer zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Kammer gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwendet wird.

Online-Dienstleistung

Weitere Informationen oder Online-Hilfe erhalten Sie auf unserer Website www.sixcase.com.

Benutzerhandbuch Das Handbuch enthält alle notwendigen Informationen über die Verwendung des SmartCase. Aktualisierungen werden auf unserer Website veröffentlicht.


Haftungsausschluss: GT MEDICARE ist in keiner Weise für die Verfügbarkeit oder Einsatzfähigkeit des im SmartCase-Schrank gelagerten AED verantwortlich. GT MEDICARE ist nicht verantwortlich für die Installation, den Gebrauch oder den Einsatz des Schrankes/AED, sowie nicht für den Verlust von Daten, Einnahmen, direkt oder indirekt, sowie nicht für Schäden, die Dritten zugefügt werden.

Außergewöhnliche Bedingungen, wie z.B. niedrige Temperaturen, defekte Komponenten oder andere externe Faktoren können dazu führen, dass die AEDs nicht einsatzfähig sind. GT MEDICARE behält sich das Recht vor, dieses Dokument und alle damit verbundenen Produkte in diesem Handbuch ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu verbessern.

Kontakt

GT Medicare BV
 Industrieweg 36A
 2382 NW Zoeterwoude
 Die Niederlande
 T +031 (0) 71 2100 229
 E info@sixcase.com





Anhang A: Technische Spezifikationen

Technische Spezifikation

Typ	SC1230 / SC1240
Gewicht	6 kg
Abmessungen	40(H)x40(B)x20(T)cm
Stoßsicher	IEC61439-5 Abschnitt 10.2.101.2/3
Wasserdicht	IP54
Kühlung	Aktive Belüftung
Heizung	Elektrisch bis zu -20 °C Außentemperatur
Korrosionsbeständig	Rostfreier Stahl mit Beschichtung
Fenster	Schlagfestes Polycarbonat
Einbausatz	Gekapselt (Holz und Stein)
Stromversorgung	24V Transformator (enthalten)
Öffnung	SC1230: Türknauf SC1240: Mechanisches 3-stelliges Schloss (unabhängig von der Stromversorgung)
Beleuchtung	LED rot und blau
Akustischer Alarm	+/- 95dB intermittierend